

# Vill du

# veta mer

## om

## TIES<sup>®</sup>?



### TIES<sup>®</sup> Transcutaneous Implant Evacuation System

TIES<sup>®</sup> är ett alternativ till traditionell stomi och har utvecklats för att förbättra livskvaliteten för ileostomipatienter. Systemet är avsett att minimera behovet av en permanent påse och de problem samt besvär som detta kan innebära.

### Ingen permanent påse – större frihet och kontroll

TIES<sup>®</sup>-systemet fungerar på liknande sätt som människokroppen genom att du själv bestämmer när du vill tömma, antingen i en påse eller direkt i toaletten. Om så önskas kan en konventionell stomipåse också användas, till exempel på natten.

TIES<sup>®</sup> är resultatet av flera års forskning kombinerat med den senaste tillverkningsteknologin.

Systemet är utvecklat i Norge och Sverige, och tillverkas i enlighet med gällande regelverk för att säkerställa patientsäkerheten.

TIES<sup>®</sup>-implantatet består av en titanring med en porös ytstruktur som med hjälp av 3D-teknik byggs upp lager för lager till en solid del. TIES<sup>®</sup> har en unik struktur med optimerade ytor som underlättar inläkningen. Dessa faktorer säkerställer en tillförlitlig vävnadsinväxt och minimerar risken för infektion för dig som patient.

Endast för klinisk prövning  
EJ FÖR KOMMERSIELLT BRUK



Samfinansieras av Europeiska unionens Horizon 2020-program

# Är TIES<sup>®</sup>

# lösningen för dig?



## TIES<sup>®</sup> ÄR UTVECKLAT FÖR MÄNNISKOR MED ILEOSTOMI

Med TIES<sup>®</sup>-lösningen kan du få en större kontroll över din Ileostomi. Patienter där TIES<sup>®</sup> kan passa lider vanligtvis av Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller andra tarmsjukdomar. TIES<sup>®</sup> kan användas både för nya stomier och för att konvertera en befintlig stomi. Fråga din läkare om TIES<sup>®</sup> passar just för dig. Du kan också maila [info@ostomycure.com](mailto:info@ostomycure.com).



## SÅ HÄR FUNGERAR TIES<sup>®</sup>

Först implanterar kirurgen en TIES<sup>®</sup> titanring i stomin. Titanringen fungerar som en hållare för TIES<sup>®</sup> lock som har en öppningsbar lucka. Efter inläkningen sätter du själv dit locket och så länge luckan är stängd förekommer inget läckage, inga ljud och inga "olyckor". När du känner att det är dags att tömma ansluter du enkelt en specialdesignad påse och öppnar sedan luckan. Innehållet förs då över till påsen, eller direkt ner i toaletten, utan kladd eller läckage.



 **ostomycure**

Deltagande kliniker i Sverige,  
Storbritannien, Polen och Österrike.  
För mer information, se vår  
hemsida [www.ostomycure.com](http://www.ostomycure.com).



No: 2133145



[info@ostomycure.com](mailto:info@ostomycure.com)



Gaustadalléen 21  
0349 OSLO, Norway